

Camice da laboratorio antipolvere in tessuto non tessuto monouso bianco con custodia per fabbrica

Applicazioni e materiali del camice da laboratorio:

- 1) Ospedale, industria chimica e farmaceutica
- 2) Stanza elettronica e pulizia
- 3) Pulizia
- 4) Lab

Nostro **Materiale normale del camice da laboratorio:**

- 1) PP / SPP (tessuto non tessuto 100% polipropilene filato)
- 2) SMS (Tessuto non tessuto in polipropilene filato + fusione soffiata  
Tessuto non tessuto + legame filato in polipropilene (tessuto non tessuto))
- 3) Film PP + PE
- 4) Micro

Dettagli di design del camice da laboratorio

- 1) Colletto: collo in maglia o colletto rovesciato (colletto singolo / doppio)
- 2) Anteriore: bottoni, ritaglio di chiusura in plastica (pezzo di fissaggio in plastica) o cerniera anteriore disponibile
- 3) Polsini: polsini aperti, elastici o in maglia
- 4) Tasca: con / senza tasca
- 5) Situazione posteriore: l'estremità posteriore può essere aperta di circa 20 cm per rendere l'utente più a suo agio

Dimensioni camice da laboratorio:

Coverall size	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Height (CM)	96	100	104	108	112	115	118	121
Chest circumference(CM)	140	144	148	152	156	160	164	168
Sleeve length(CM)	57	57	57	58	58	58	59	59

Confezione camice da laboratorio

Di solito, 5 pezzi per sacchetto, 50 pezzi o 100 pezzi per cartone o come requisito.



[simileprodotti:](#)

