

Materiale: PP non tessuto

Grammo: 40GSM o personalizzato

Dimensioni: dimensioni generali o personalizzate

Colore: blu/rosa/nero, ecc.

Applicazione: spa, massaggio, ospedale, salone, ecc.

Presentazione: immagazzinato in un magazzino di gas a secco, sotto l'80%, ventilato e non corrosivo

Esempio: gratuito

Logo stampato: sì

Caratteristica:

1. Splitti il controllo di qualità standard con CE, ISO.
2. Fatto di alta qualità del materiale PP.
3. Vendite dirette factorie con prezzo competitivo.
4. Stuff esperuto, consegna rapida, capacità di produzione stabile.
5. Over 10 anni di esperienza di produzione.
6. OEM è disponibile, diverse dimensioni, spessore, colori, loghi stampati, ecc.
7. Team di vendita professionali per servirti con tutto il cuore.

Specifiche

Descrizione	Biancheria bianche bianche monouso traspiranti e non tessute a caldo
Materiale	Peso di grammo non tessuto, materiale da 20-60 g
Caratteristica	Confortevole, alta traspirabilità, senza fibra di vetro, in lattice, amichevole
Stile	Elastico in vita, bikini, boy shorts, taglio alto, biancheria intima da uomo, biancheria intima da donna
Dimensione	S, m, l, xl, xxl ecc
Colore	bianco, rosa, blu ecc.
Applicazioni	Ospedale, clinico, medico, personale, pazienti, viaggiatore, salone di bellezza, spa
Campione	Può essere fornito gratuitamente per il controllo della qualità entro una settimana
Termine di pagamento	T/T, L/C, D/A, D/P/Escrow
Tempo di consegna	1*40HQ può essere finito intorno a 35-45 giorni. (150.000 pezzi al giorno)
Porta FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou