

## La proprietà di disposable giallo **Camice isolante SMS con foro per il pollice**

- Il prodotto è esclusivamente monouso. Dopo l'uso, smaltire secondo le leggi e le normative locali
- I polsini flessibili riducono la possibilità che i detriti cutanei vengano trasferiti al paziente mantenendo la destrezza
- Non contiene lattice

## La specifica di disposable SMS isolation **abito** con foro per il pollice

Materiale del tessuto	SMS 45g
Stile	aperto sul retro, polsino con foro per il pollice
Dimensioni dimensioni	120 * 140 cm, 130 * 150 cm
Colore	blu, giallo o come vostra richiesta
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100.000 pezzi
Design dell'imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	10 pezzi / borsa, 1000 pezzi / ctn o come requisito
Capacità	50.000 pezzi al giorno
Tempo di consegna	5-15 giorni
Applicazioni	ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, officina senza polvere

## L'immagine di dcamice isolante isposable SMS AAMI Livello 3 standard



