

## Product details

### Le specifiche di legame su maschera

Materiale	non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
Colore	White / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone /CApri blu / bordeaux
ciclo Ear	Tie su
bar nose	Plastica o metallo
Standard di qualità	TIPO IIR,EN14683 e FDA

### La caratteristica di maschera sanitaria

- 1) tridimensionale di progettazione: specificato anti-SARS maschere, la sterilizzazione, anti-influenzale, la polvere
- 2) Con la clip del naso: flessibile, raccordo fisso
- 3) bordo fine: il bordo del pacchetto tecnologico termosaldatura completa
- 4) Alta cavo elastico: materiale ipoallergenico

### Le nostre condizioni commerciali maschere ospedale in vendita

- 1) MOQ: 100, 000 pezzi
- 2) Termini di pagamento: T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO,Paypal
- 3) Capacità di produzione: 1 \* 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorniS
- 4) Termine di consegna: normalmente, 30 giorni dopo il deposito
- 5) Esempio: saggio è gratuito, possiamo offrire i campioni in 3 giorni

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





### The regular shipment way



## Our business process

