

Product details

Le specifiche di legame su maschera

Materiale	non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
Colore	White / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone /CApri blu / bordeaux
ciclo Ear	Tie su
bar nose	Plastica o metallo
Standard di qualità	TIPO IIR,EN14683 e FDA

La caratteristica di maschera sanitaria

- 1) tridimensionale di progettazione: specificato anti-SARS maschere, la sterilizzazione, anti-influenzale, la polvere
- 2) Con la clip del naso: flessibile, raccordo fisso
- 3) bordo fine: il bordo del pacchetto tecnologico termosaldatura completa
- 4) Alta cavo elastico: materiale ipoallergenico

Le nostre condizioni commerciali maschere ospedale in vendita

- 1) MOQ: 100, 000 pezzi
- 2) Termini di pagamento: T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO,Paypal
- 3) Capacità di produzione: 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorniS
- 4) Termine di consegna: normalmente, 30 giorni dopo il deposito
- 5) Esempio: sampio è gratuito, possiamo offrire i campioni in 3 giorni

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





The regular shipment way



Our business process

