

Proprietà di EN14683 Tipo IIR **maschera medica in blu**

Tutte le maschere sono realizzate in materiale di alta qualità, offrendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

- Materiale non arrotolato liscio e confortevole per eliminare l'irritazione della pelle
- Uno strato di costruzione molto traspirante rimane fresco, anche durante i casi lunghi
- Le maschere antiappannamento sono disponibili con schiuma o pellicola per evitare l'appannamento
- Le cravatte extra lunghe facilitano le donazioni

specificazioni **EN14683 Tipo IIR maschera medica blu**

Dimensione dimensione	17,5 * 9,5 cm
Peso del tessuto	PP25gsm + MB25gsm + PP25gsm, può essere come vostra richiesta
Colore	Blu
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000 pezzi
Design della confezione	può essere come il tuo design
Imballaggio	50 pezzi / scatola, 2000 pezzi / ctn o come le vostre esigenze
Capacità	1.000.000 di pezzi al giorno
Tempo di consegna	7-30 giorni
Applicazione	ospedale, laboratorio, clinica

Immagine di EN14683 Tipo IIR **maschera medica in blu**



