

Product details

La caratteristica di lenzuola monouso per alberghi

Tessuto	Polipropilene, SMS, PP + PE, o microporosa
Stile	attrezzato elastic design,Ideale per tutte le dimensioni e stili di ricovero culle
Funzione	A prova di umidità
Dimensione	Come le vostre esigenze
imballaggio	confezionate singolarmente

indicazione di alta qualità lenzuolo disposabel, forniture mediche lenzuola

1) E 'biodegradabile e rispettoso dell'ambiente,Morbido, igienico, innocuo per la pelle, cassetta di sicurezza.


2) Applica per medico, hotel, Uso bellezza,ioaffrontare per l'impiego in tutti i settori in cui sono necessari brevi soggiorni di frequenti cambi di biancheria da letto

o dove il riciclaggio è un problema.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



The regular shipment way



Our business process

