

Alta qualità [Lenzuola usa e getta in tessuto non tessuto](#)

Stili di lenzuolo usa e getta: piatto, estremità elastica, bordo quadrato

Dimensioni: 80X190 + 20 cm, 90X200 + 20 cm, 160X190 + 20 cm, 160X200 + 20 cm, 180X200 + 20 cm ...

Imballaggio: 5 pezzi / borsa, 5 pezzi / AG o 1 pezzo / borsa, 50 pezzi / CTN.

Specifica Alta qualità [Lenzuola usa e getta in tessuto non tessuto](#)

Tessuto	PP, PP / PE, SMS, SMMS,
Stile	Piatto, estremità elastica, punta quadrata, rotolo
Dimensione dimensione	80x190 + 20 cm, 90x200 + 20 cm, 160x190 + 20 cm, 160x200 + 20 cm, 180x200 + 20 cm
Colore	bianco, verde, blu, giallo, rosa ecc.
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 pz
Design della confezione	Tutti i sacchetti interni e la stampa del cartone possono essere secondo il tuo design
Imballaggio	10 pz / scatola, 10 buste / ctn o 5 pz / busta, 50 pz / busta
Capacità	Capacità: 10.000 pezzi / giorno,
Tempo di consegna	Il lenzuolo usa e getta 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;
Applicazione	ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, officina senza polvere
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Metodo di pagamento	T / T, PayPal, Unione ad ovest, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,