## **Caratteristiche principali:**

- 1. Traspirante, morbido, confortevole
- 2. Aount o chiudere le fangletti
- 3. Può essere personalizzato logo e colore
- 4. Vantaggi come antiscivolo, comfort, flessibilità, resistenza all'acqua, luce piegata e altri tra individui

Imballaggio: 1 paia / borsa, 50 paia / ctn

nome del prodotto	pantofola monouso
Materiale	cotone , Biancheria, Panno, non tessuto o personalizzato.
Applicazione	Alberghi, spa parquet, ospedali e case
Caratteristica	antiscivolo, comfort, flessibilità, resistenza all'acqua, luce piegata
MOQ.	2000 coppie
Confezione	1 paio / borsa, 50 paia / ctn o personalizzazione
Dimensione	28 * 11 cm o personalizzato
	Sample GRATIS, può essere fornito gratuito per il controllo della
	qualità entro 3 giorni
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou, come vostro requisito