

Caratteristiche principali:

1. Traspirante, morbido, confortevole
2. Aount o chiudere le fangletti
3. Può essere personalizzato logo e colore
4. Vantaggi come antiscivolo, comfort, flessibilità, resistenza all'acqua, luce piegata e altri tra individui

Imballaggio: 1 paia / borsa, 50 paia / ctn

| | |
|-------------------|--|
| nome del prodotto | pantofola monouso |
| Materiale | cotone , Biancheria, Panno, non tessuto o personalizzato. |
| Applicazione | Alberghi, spa parquet, ospedali e case ... |
| Caratteristica | antiscivolo, comfort, flessibilità, resistenza all'acqua, luce piegata |
| MOQ. | 2000 coppie |
| Confezione | 1 paio / borsa, 50 paia / ctn o personalizzazione |
| Dimensione | 28 * 11 cm o personalizzato |
| Campione | Sample GRATIS, può essere fornito gratuito per il controllo della qualità entro 3 giorni |
| Porta FOB. | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou, come vostro requisito |