Ospedale <u>fabbrica di lenzuola usa e getta non tessute in Cina</u> Sottoimbottitura medica assorbente blu per letto per adulti e neonati

Descrizione del prodotto

Fondo blu impermeabile e antiscivolo

Sigillato su tutti e quattro i lati per evitare perdite

I sottofondi con polimero offrono maggiore assorbenza e protezione

Per esigenze di assorbenza moderata.

Vantaggi

- (1) La disinfezione ad alta temperatura può essere utilizzata direttamente
- (2) Super assorbimento. Liquido ad assorbimento rapido, mantiene lo strato superficiale asciutto per lungo tempo, rendendo la pelle più confortevole
- (3) Taglia super. Pacchetto perfetto per evitare perdite laterali, tranquillità nell'uso, riposo rilassato

Nota: Forniamo: peso, assorbenza e design dell'imballaggio.

Materialee:

- (1) Primo strato: fibra non tessuta, naturale morbida e traspirante.
- (2) Secondo strato: polpa di lanugine polimero super assorbente tessuto classico.
- (3) Pellicola in PE traspirante con retro simile al tessuto Pellicola non tessuta o colata.

Vantaggi dei sottopiedi usa e getta. Utilizzati spesso insieme a un indumento intimo assorbente di qualche tipo, i assorbenti usa e getta sono utili nella gestione dell'incontinenza urinaria negli adulti impedendo all'umidità di penetrare attraverso un materasso o una rete (che macchia permanentemente il tessuto

Specifiche

Descrizione	Lenzuolo monouso in tessuto non tessuto ospedaliero medico <u>sottopiede</u> <u>per fabbrica per adulti</u>
Material	Tessuto non tessutocarta velinalinfapolpa di lanuginecarta velinapellicola in pe
Peso	45g-80g, personalizzato
Misurare	40*60 cm, 60*90 cm o può essere personalizzato
Colore	bianco, verde, blu, rosa, giallo
Imballaggio	10 pezzi/borsa, 10 sacchetti/cartone o altro imballaggio in base alle vostre richieste
progettazione dell'imballaggio	Tutta la stampa della borsa interna e del cartone può essere come da tuo disegno
Applicazioni	personale medico clinico ospedaliero e pazienti, per adulti, neonati, anziani e animali domestici
MOQ	30000 PZ

_	Può essere fornito gratuitamente per il controllo qualità entro una settimana
Tempi di consegna	1*40HQ può essere completato entro 7-10 giorni in base alla quantità
Porta FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou
Certificato	CE, ISO13485, FDA

FOTOGRAFIE <u>Produttore di sottopiedi usa e getta in Cina Hubei</u>:









