

Product details

Specifiche di maschera medica

Materiale	non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
Tessuto wotto	Poteva essere come vostra richiesta
ciclo Ear	Tie o ear loop
Dimensione	17.5 * 9,5 centimetri, o come vostri requisiti
Colore	bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone /CApri blu / bordeaux/Nero

La nostra faccia buffa mascherina chirurgica monouso può raggiungere seguendo standard di qualità

- 1) Conforme alla EN14683: 2005
- 2) efficienza di filtrazione batterica (BFE%) & gt; 99%.
- 3) di tipo standard IIR, resistance alla penetrazione di sangue sintetico-120 mmHg.

Imballaggio di pieghe semplice maschera di progettazione

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;

1 * 20 container GP può contenere 1.400.000 pezzi di maschere, 700 ctns;

contenitore 1 * 40 HC può contenere 3.450.000 pezzi di maschera, 1725 ctns.

O come le vostre esigenze.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



FAQ

Q1: .Come Si fa a risolvere problemi di qualità se del caso?

A: La nostra fabbrica presterà la massima attenzione ai problemi di qualità. Indagheremo a fondo la causa principale dei problemi e trovare la soluzione migliore per evitare eventuali problemi futuri. Nel frattempo ci sarà corrispondente compensazione per i nostri clienti.

Q2: Qual è la sua data di scadenza dei prodotti?

R: Circa 3-5 anni.

Q3: Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.