

Monouso La coperta medica non intrecciata è realizzata con non tessuto e polietser.

Forni **calore** e **comfort** Durante le emergenze di pronto soccorso

ampiamente utilizzato per l'uso a singolo paziente

perfetto per uso di emergenza, kit di pronto soccorso, centri di cure urgenti, ospedali e altre strutture di assistenza medica

Questo materiale è privo di lattice

Materiale:

100% poliestere all'interno, esterno pp non tessuto

Funzione: usa e getta, impermeabile

Tipo: foglio piatto, coperte co-e-friendly

Forma: rettangolare

Pattern: Stried

Usa: hotel, monouso, ospedale

is_customized: sì

Peso: 220-700G

Stagione: quattro stagioni

Nome prodotto: coperta medica usa e getta

Parole chiave: usa e getta

Colore: blu, bianco o personalizzato

tessuto: 100% polietser □ PP non tessuto

Utilizzo: compagnia aerea, ospedale, casa di cura

logo: accetta il logo personalizzato

Design: accetta progetti personalizzati

pacchetto: 1pc/poli borse

foto









orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

