

Il specifiche di [SMS copri cuscino monouso con riporto](#)

| | |
|--------------------|---|
| Nome dell'elemento | sms fodera per cuscino monouso con edgelfold |
| Materiale | sms |
| Colore | Bianco (come richiesto) |
| Grammo | 20g (come richiesto) |
| genere | monouso |
| Taglia | 66X40cm (come richiesto) |
| Pacchetto | 1PC / BAG, 20PCS / MEDIO SACCHETTO, 200 PZ / CTN (come richiesto) |
| Certificato | CE, ISO13485 |
| uso | Ampiamente utilizzare in Beauty Salon, SPA, Beauty Center, Private Inn, Hospital |
| caratteristica | Monouso, traspirante, comodo, leggero e conveniente |
| Applicazione | A disposizione in diversi pesi, dimensioni e imballaggio come richiesto, campioni del cliente e le specifiche sono sempre ben accette |

Altri termini di copertura del cuscino usa e getta SMS con la paginatura

| | |
|-----------------------|---|
| MOQ | 10.000 pezzi |
| Prezzo | negoziabile, ti daremo il miglior prezzo |
| Termini di pagamento | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal |
| Capacità di fornitura | 1.000.000 pezzi / giorno, il contenitore HQ 1 * 40 può essere finito in 15 giorni |
| Tempo di consegna | Normalmente 30 giorni dopo l'ordine confermato |
| Campione | Il campione è gratuito, può essere preparato bene in 2 giorni |

Possiamo anche produrre:

1 & gt; non maschera tessuta, [maschera antipolvere](#), berretto non tessuto, cappuccio non tessuto, non cappuccio medico intessuto,

2 & gt; non abito chirurgico tessuto, abito di isolamento non tessuto, laboratorio non tessuto, mantello, non grembiule tessuto, tuta, grembiule PE.

3 & gt; non copertina a manica intrecciata, [Copertura manica PE](#)

4 & gt; [non Copriscarpe intrecciata](#), Copriscarpe PE, copriscarpe CPE, copriscarpe PE, stivale non tessuto copertina.

5 & gt; letto lenzuolo, fodera federa, slip non tessuto

Dettagli foto di cuscino monouso SMS coprire con la busta



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

