

Tutto apron sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

La specifica di p e apron

Articolo	Sacco della spazzatura di plastica
Caratteristica	Riciclabile, resistente alla perforazione, impermeabile, biodegradabile (opzionale)
Utilizzo	Per servizi di ristorazione / domestici / ospedale / salone
Materiale	HDPE / LDPE
Dimensione	S, M, L, XL
Spessore	da 0,55 g / pz a 2,5 g / pz
Colore	Trasparente o azzurro
Confezione	100 pezzi / borsa, 100 sacchetti / cartone o 100 pezzi / scatola, 100 scatole / cartone È disponibile borsa interna o scatola con design personalizzato
MOQ	300 cartoni
Porta	Qingdao, Cina
Tempo di consegna	da 25 a 35 giorni per un contenitore da 20"
Servizio	OEM
	Campioni gratuiti entro 500 g

L'immagine di p e apron







Domande frequenti

1. Come posso ottenere alcuni campioni?

Carica campione bassa

2. Qual è il tempo di campionamento?

Di solito abbiamo bisogno 7 giorni per preparare i campioni. A volte realizziamo campioni in base alle esigenze dei clienti.

3. Posso stampare il nostro LOGO sulla confezione?

Certo, sono disponibili pacchetto personalizzato e stampa OEM.

4. Che ne dici del pagamento per la produzione di massa?

Normalmente prendiamo 5 0% di anticipo in anticipo e pagamento finale prima della consegna.

5. Come controlli la qualità dei tuoi prodotti?

Facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Perché sappiamo che la cosa più importante è soddisfare le esigenze del mercato. Quindi faremo del nostro meglio Dalla materia prima all'imballaggio finale, il nostro reparto di controllo qualità sarà responsabile del controllo della qualità in ogni processo.