

Product details

Indicazioni di legame mascherina chirurgica indietro

- 1) maschera sterile è per ospedali, cliniche, il personale medico e pazienti;
- 2) maschera non sterile può essere utilizzato per officina senza polvere, cibo fabbrica e così via.

Proprietà della maschera protettiva

- 1) Alta filtrazione:3 strati offre design a pieghe, 0.filtrazione 05 micron a maggiore di 99%.
 - 2) filo di alluminio sottile si adatta comodamente sopra il naso,e mantenere la massima filtrazione allo stesso tempo.
 - 3) Cravatta e loop di orecchio stile: two coppie di legami polipropilene assicurano una calzata confortevole;
- estile anello ar attacca velocemente e con passanti elastici.

Imballaggio di coperture bocca medici

specificazione	imballaggio normale	formato della scatola	formato della scatola
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	18 * 10 * 10cm	52 * 38 * 42cm
Nota: tutti possono essere speciale personalizzato in base alle proprie esigenze reali			

Product display



The regular shipment way



FAQ

Q1: Qual è la sua capacità di produzione per la maggior gamma di prodotto?

A: volto Capacità maschera: 1000.000 pezzi / giorno.

Tuta, camici chirurgici, camice da laboratorio, letto capacità della scheda: 10.000 pezzi / giorno.

Capacità Caps: 200.000 pezzi / giorno. Ogni 1 * 40HQ può essere finito entro 1 settimana.

Q2: qual è il tuo MOQ di ogni prodotti?

A: faccia maschera / caps / copriscarpe / maniche braccio ogni MOQ: 50.000 pezzi.

Abbigliamento e fogli MOQ: 5000 pezzi