

Product details

La caratteristica del foglio sterile chirurgica

Tessuto	Polipropilene, SMS, PP + PE, o microporosa
Stile	attrezzato elastic design, Ideale per tutte le dimensioni e stili di ricovero culle
Funzione	A prova di umidità
Dimensione imballaggio	83 "L x 35" W, O come vostri requisiti confezionate singolarmente

A proposito di EO sterilizzazione per lenzuolo ospedale sterili, monouso igiene lenzuolo sterile

- 1) L'etichetta indicazione di sterilizzazione è in ogni sacchetto;
- 2) Il lenzuolo è sterilizzato con gas EO, ed è confezionato in sacchetto di plastica di carta;
- 3) Il colore dell'etichetta indicazione di sterilizzazione cambierà colore se il lenzuolo è stato sterilizzato perfettamente;
- 4) Di norma, il nostro modo packaging è: 1Pcs per sacchetto di plastica di carta, 50 pc per scatola.

Possiamo anche produrre come le vostre esigenze.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

