

PP chirurgici PP non tessuto Non tessuto Manoteri di cappucci per bouffant rotondi

Specifica:

Elemento	PP chirurgici PP non tessuto Non tessuto Manoteri di cappucci per bouffant rotondi
Materiale	9G, 10G, 12G, 14G, 18G, 20G, 25G ecc.
Stile	Stile elastico (libero in lattice), singolo e doppio elastico
Colore	bianco, blu, verde
Imballaggio	100pcs/borsa, 1000pcs/ctn
Progettazione di imballaggio	Tutta la stampa di scatola interna e cartone può essere come il tuo design
Applicazioni	Personale medico clinico ospedaliero e pazienti. Workshop senza polvere, laboratorio, industria alimentare, produttori elettronici e così via
Moq	100.000 pezzi
Controllo di qualità	1. Non inizieremo a realizzare i prodotti fino a quando non confermi il campione. 2. L'imballaggio sarà impermeabile, a prova di umidità e sigillata
Certificato	CE, ISO13485, FDA





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



