

## Il nostro vantaggio:

- 1.FDA, CE, certificazione ISO13485.
2. One-stop servizio: eccellenti articoli di consumo medicali monouso.
3. benvenuto qualsiasi requisiti OEM.
4. qualificata prodotti, materiale 100% nuovo marchio, Cassetta di sicurezza e sanitario.
5. offerti campioni gratuiti.
6. servizio di trasporto professionale se necessario.
7. sistema di servizio post-vendita completo serie.

## Specifiche:

Elemento	Medico PP Non tessute bianco Caps chirurgici monouso per l'ospedale
Materiale	PP 10g
Stile	elastico singolo
Dimensioni	21 pollici
Colore	bianco
Imballaggio	Normalmente: 100pcs/bag, 20bags/ctn, 2000pcs/ctn. un contenitore di 20ft può caricare circa 900 cartons(1,800,000pcs), un contenitore 40hq può caricare circa 2200cartons(4,400,000pcs).
Disegno dell'imballaggio	Tutti i scatola interna e la stampa della scatola può essere come il vostro disegno
Applicazioni	Ospedale clinico personale medico e pazienti. polvere-libero officina, laboratorio, industria alimentare, elettronici produce ecc.
MOQ	100, 000PCS
Controllo di qualità	1. non inizieremo a fare i prodotti fino a quando si conferma il campione. 2. l'imballaggio sarà impermeabile, impermeabile e sigillato