

Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

- I materiali non di lettura sono lisci e comodi per eliminare l'irritazione della pelle
- Gli strati di costruzione altamente traspirante rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Orena super morbida Loop rende comodo indossare a lungo

Clip del naso

Bridge naso regolabile,

Cingcio auricolare elastico morbido

orecchie di orecchie auricolari elevate per molto tempo.

Acqua

Test a prova d'acqua, più traspirante

Fold Design

Facile da ricevere

:

Nome

Maschera facciale KF94 monouso

Materiale del tessuto

Layer 1: PP Non tessuto (stampa personalizzata)

Layer 2: carta di filtrazione alta

strato 3: carta di filtrazione alta

strato4: PP non tessuto

Stile

4.ply, con anello auricolare rotondo

Dimensioni dimensioni

20 * 8 cm

Peso del tessuto

30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, potrebbe essere come la tua richiesta

colore

Maschera colorata

certificato

CE, ISO13485, FDA

MOQ

20000 PCS

Design di imballaggio

può essere come il tuo design

Imballaggio

50 pz / box, 2000 PC / CTN o come requisito

Capacità

1 milione di PC al giorno

Tempi di consegna

7-30 giorni

Applicazioni

Ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, laboratorio privo di polvere

L'immagine di KF94





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL









