

## Product details

### Parametri della mascherina medica del fronte del bambino

- 1) Materiale: PP non tessuto + carta ad alta filtrazione + PP non tessuto, molto morbido, non irritazione.
- 2) colore: Bianco
- 3) orecchio loop: elastico anello orecchio piatto, 6mm larghezza
- 4) formato: 125 × 80mm
- 5) barra del naso: nessuna barra del naso
- 6) BFE (batterico efficienza di filtrazione) > 99%

### Imballaggio della mascherina medica non tessuta del fronte del bambino

		Formato della scatola	1 * 40 contenitore HQ può contenere (PCS)
Imballaggio normale	50 pz/scatola, 2000 pz/ctn	52 * 29 * 34cm	2.620.000 pz
Confezione singola	1 pz/1 sacchetto di plastica sigillato colore stampato, 50 pz/scatola, 2000 PCS/CTN	52 * 30 * 42cm	2.060.000 pz

### Pictrues della maschera medica monouso del fronte del bambino



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

