

Parametro rouct.

Materiale del tessuto	PP, PP / PE, SMS, SMMS, tessuto non tessuto idrofilo, PE microporoso
Stile	Appartamento, elastico finisce, quadrato finisce, Rotolo
Dimensioni dimensioni	114 * 225 cm; 114 * 220 cm; 130 * 240 cm. O come le tue esigenze.
Peso del grammo	30-85.GSM. (o secondo la tua richiesta)
Colore	Bianco, Verde, Blu, Giallo, Rosa eccetera
Certificato	CE, ISO13485, FDA.
MOQ:	10000 pz.
Design di imballaggio	Tutti interno Borsa e cartone stampa Potere essere come tuo design
Imballaggio	10pcs / box, 10 Borse / CTN. o 5. PC / borsa, 50 PC / BAG.
Capacità	Capacità: 10.000 pz / giorno,
Tempo di consegna	Un contenitore da 40HQ può essere completato in 15-20. giorno
Applicazioni	Ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, laboratorio privo di polvere
IMBROGLIARE porta	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Pagamento modo	T / t, Paypal, Occidentale unione, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Negozi	Conservare in un luogo asciutto, umidità inferiore all'80%, magazzino a gas ventilato e non corrosivo.

Caratteristiche del prodotto

1. Stile del letto monouso Stile: estremità piatte, elastiche, estremità quadrate
2. Direttamente produttore, lenzuolo monouso, qualsiasi colore.
- 3., ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
- 4.. Capacità: 10, 000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni;
- 5.. Buona barriera al fluido e traspirante, design dell'imballaggio OEM, servizio in 24 ore.

Imballaggio del prodotto

5 pezzi / borsa, 5pcs / AG o 1 PC / borsa, 50 pezzi / ctn.

Il materiale di imballaggio può essere il tuo bisogno.

Tempo di consegna: Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ. Il lenzuolo monouso può essere finito entro 10-15. giorni;

Porto di spedizione :Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou, o come vostro requisito.

Standard di classificazione ;

Adatto per le persone: Medico, studenti, paziente, pulitore di alberghi, viaggi ecc

Adatto per il Occasione: ospedale, scuola, casa, hotel eccetera

Prodotto introduzione: Cucito a mano o stile piano. Elastico End può essere una qualità standard o richiesta. Le dimensioni piegate possono essere personalizzate.

Esso è progettato sotto materiale non tessuto. Possiamo supportare la personalizzazione delle dimensioni e dello stile a garanzie confortevole sentimento e uso. Il pacco economico del bagaglio compresso è popolare per i consumers. Sterrile Imballaggio caldo in medico.

Questo genere di lenzuola monouso ha Buona aria permeabilità, confortevole a indossare, polvere Ambiente di prevenzione amichevole. Customer product. può essere regolabile per adattarsi a comodo senza bicchiere Fibra, ipoallergenico.