

- Questo prodotto è esclusivamente monouso. Dopo l'uso, smaltire in conformità con le leggi e le normative locali pertinenti
- I polsini in maglia sono più comodi
- Questo materiale è impermeabile e non contiene lattice.

Specifica Tuta impermeabile monouso in tessuto non tessuto

Tessuto

PP + PE 40g

Stile

aperto sul retro, polsini in maglia

Dimensione dimensione

120 * 140 cm, 130 * 150 cm

Colore

blu, giallo o come vostra richiesta

Certificato

CE, ISO13485, FDA

MOQ:

100.000 pz

Design della confezione

può essere il tuo design

Imballaggio

10 pezzi / borsa, 1000 pezzi / ctn o come requisito

Capacità

50.000 pezzi al giorno

Tempo di consegna

5-15 giorni

Applicazione

ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, officina senza polvere

[http:// https:](http://https://www.china-disposable.com/products/Disposable-3ply-Surgical-Face-Mask.html#.YAkN-P0zaUk)

[//www.china-disposable.com/products/Disposable-3ply-Surgical-Face-Mask.html#.YAkN-P0zaUk](https://www.china-disposable.com/products/Disposable-3ply-Surgical-Face-Mask.html#.YAkN-P0zaUk)