

## **Non tessuto maschera facciale a pieghe, moderne mascherine chirurgiche, infermiere e maschera protettiva paziente**

### **La descrizione della maschera**

- 1) La nostra maschera sono estremamente richiesti per la loro morbidezza, la natura igienico e prezzi ragionevoli.
- 2) legame Spun, SMS, Melt materiale soffiato usato
- 3) Disponibile 1ply, 2ply, a 3 strati e 4ply
- 4) Varie opzioni di colore: bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux / nero
- 5) Bulk e confezionamento singolo sterili offerto.
- 6) Prezzo come per quantità

### **Proprietà dei moderni mascherine chirurgiche**

- 1) di filtrazione: 3 strati offerte di design a pieghe, 0,05 micron di filtrazione a maggiore di 99%.
- 2) filo di alluminio sottile sta comodamente sul naso, e mantenere la massima filtrazione allo stesso tempo.
- 3) Tie e stile ear loop: due coppie di legami polipropilene assicurano una calzata confortevole; stile anello orecchio attacca velocemente e con passanti elastici.

### **I termini commerciali moderni mascherine chirurgiche**

MOQ	100.000 pezzi
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine
Campione	Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni

### **Imballaggio di maschera**

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;  
1 \* 20 container GP può contenere 1.400.000 pezzi di maschere, 700 ctns;

contenitore 1 \* 40 HC può contenere 3.450.000 pezzi di maschera, 1725 ctns.  
O come le vostre esigenze.

### Immagine di maschera protettiva

