

cravatta non tessuto sulla mascherina chirurgica, 3 plys maschera chirurgica, fabbrica per maschere ospedale

Proprietà di legame in maschera chirurgica

- 1) E 'molto bassa resistenza alla respirazione, privo di odore estraneo, senza alcuna sensazione stimolante;
- 2) Bar naso può essere adattabile, confortevole, senza fibre di vetro, priva di lattice;
- 3) BFE (efficienza di filtrazione dei batteri) $\geq 99\%$
- 4) Utilizzare la tecnologia di saldatura ad ultrasuoni, uso comodo.

Imballaggio di legame su mascherina chirurgica

50 pc / scatola 2000 pezzi / CTN

Formato della scatola: 18 * 10 * 10cm

dimensione Ctn: 52 * 38 * 42cm

La nostra maschera chirurgica può raggiungere seguendo standard di qualità

- 1) A norma EN14683: 2005
- 2) l'efficienza di filtrazione batterica (BFE%) $\geq 99\%$.
- 3) di tipo standard IIR, la resistenza alla penetrazione di sangue sintetico-120 mmHg.

Specifiche di maschere ospedale

Materiale	non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
Colore	Bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux / nero
ciclo Ear	Tie su
bar nose	Plastica o metallo
Standard di qualità	TIPO IIR, EN14683 e FDA
MOQ	100.000 pezzi
Prezzo:	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine
Dettagli d'imballaggio	50 pc / scatola 2000 pezzi / CTN, o come vostro requisito

Immagine di maschera chirurgica



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

