Product details

il materiali del lenzuolo non tessuto di hotel:

- 1) polipropilene 20-65gsm
- 2) SMS 30-65gsm
- 3) microporosa 45-65gsm

Funzione del lenzuolo chirurgo

- 1) Il tessuto è soft e sanitario.
- 2) Taglia unica letto più standard.
- 3) E 'durable ed efficace nel proteggere le persone che vivono nella struttura, all'aperto, o in ospedale, ad unvuoto lavanderia inutile con lenzuola usa e getta che ben si adattano per il vostro uso.
- 4) EO sterilizzazione: con o senza, con la sterilizzazione EO è ampiamente usato in ospedale.

Imballaggio dal letto copertina

