

Product details

il materiali del lenzuolo non tessuto di hotel:

- 1) polipropilene 20-65gsm
- 2) SMS 30-65gsm
- 3) microporosa 45-65gsm

Funzione del lenzuolo chirurgo

- 1) Il tessuto è soft e sanitario.
- 2) Taglia unica letto più standard.
- 3) E 'durable ed efficace nel proteggere le persone che vivono nella struttura, all'aperto, o in ospedale, ad unvuoto lavanderia inutile con lenzuola usa e getta che ben si adattano per il vostro uso.
- 4) EO sterilizzazione: con o senza, con la sterilizzazione EO è ampiamente usato in ospedale.

Imballaggio dal letto copertina

S
p
m
b
a
s
t
e
g
g
l
e
t
e
a
c
t
t
e
t
t
o
d
i
p
l
a
s
t
i
c
a
d
i
c
a
r
t
a
,
5
p
c
s
/
C
t
n
R
p
m
b
A
b
a
g
g
g
p
o
e
g
C
t
a
r

N
o
t
a
:
t
u
t
t
i
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
s
p
e
c
i
a
l
e
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
z
a
t
o
i
n
b
a
s
e
a
l
l
e
p
r
o
p
r
i
e
s
i
g
e
n
z
e
r
e
a
l
i

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

