

- **Adatto per le persone:** Medico, studenti, pazienti, fornello, pulitore, impiegati, ecc.
- **Adatto per l'occasione:** Ospedale, industria alimentare, workshop senza polvere, scuola, stanza pulita, casa ecc
- **Introduzione al prodotto:** Il prodotto è fatto di non-Tessuto tessuto come riscaldamento ad ultrasuoni, cravatta o gancio sul collo, in vita posteriore con legami.
- **È progettato** sotto materiale non tessuto. La dimensione della dimensione in 115 * 137 cm che può adattarsi alla maggior parte degli utenti, può anche supportare le dimensioni e lo stile personalizzabili per le garanzie confortevoli indossare e utilizzo. BAG BAG BELLO E ECONOMICO TRACCIO ECONOMICO È POPOLA PIACARTI PER CONSUMERS. Imballaggio caldo in medicina.
- **Questo tipo di abito chirurgico monouso** Ha una buona permeabilità all'aria, comodo da indossare, amichevole per la prevenzione della polvere. Prodotti personalizzati può essere regolabile per adattarsi a comodi senza vetro fibra, ipoallergenico.

Specifiche

Descrizione	Porcellana Hubei all'ingrosso CE ISO ha approvato sterile sterile Uso SMMS SMMS SMMS
Materiale	Non tessuto, peso grammo di peso da 18-60 g Dì a quello che vuoi, ti consigliamo di soddisfare il meglio
Caratteristica	Anti skid, anti statico, ipoallergenico, comodo, alta traspirabilità, fibra di vetro senza lattice, senza lattice, amichevole
Stile	Cravatta Wait.
Dimensione	L115 * W137cm, 120 * 140 cm, 135 * 142 cm ecc. (Lunghezza è di dimensioni dalla spalla)
Colore	Blu, bianco, giallo, verde ecc
Applicazioni	H. Personale medico e pazienti medici clinici dell'ospital. Laboratorio libero senza senso, Laboratorio, industria alimentare, produttori elettronici e così via
Campione	Può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità entro una settimana
Termine di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Tempi di consegna	1 * 40HQ può essere terminato circa 35 giorni. (100.000. PC al giorno)
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou



nt Honest
CA INTERNATIONAL





