

Indicazioni

Ampiamente utilizzato in ospedale, fabbrica alimentare e laboratorio senza polvere

Imballaggio normale

100pcs/borsa, 10bags/ctn

Specifiche della copertura della manica blu PE

Elemento	Fornitori di copertura per maniche blu elastica elastica elastica usa elastica
Materiale	PE
Il peso	2,5-5 g
Stile	con elastico
Misurare	20*40 cm, 20*44 cm, 20*60 cm ecc
Colore	blu
Imballaggio	100pcs/borsa, 10bags/ctn
Pdesign di acking	Tutta la stampa di scatola interna e cartone può essere come il tuo design
Design del cartone	40*20*32 cm
Applicazioni	Ampiamente utilizzato in ospedale, fabbrica alimentare e laboratorio senza polvere
Moq	50000pcs
Campione	può essere fornito gratuito per il controllo della qualità entro 3 giorni
Termine di pagamento	T/T, L/C, D/A, D/P/Escrow
Tempo di consegna	Come quantità (possiamo finire 100000 pezzi a settimana)
Porta FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



