

Specifiche della maschera non monouso non tesseramente intrecciate stampate:

3 strati, all'esterno è stampato PP non tessuto, gli strati all'interno sono bianchi PP non tessuti, lo strato medio è alto standard di filtro 99 standard.

Peso: 35 + 25 + 25g (confortevole, senza fibre di vetro, senza lattice, morbido e traspirante)

Dimensione: 17.5x9.5 cm (adulto)

Vantaggi

1. Molto bassa resistenza alla respirazione, priva di odore straniero, senza alcun sentimento stimolante.
2. Il bar del naso può essere adattabile, confortevole, senza fibre di vetro, senza lattice.
3. PFE (efficienza di filtrazione delle particelle non oleose) $\geq 30\%$.
4. BFE (Efficienza di filtrazione dei batteri) $\geq 95\%$ (99%).
5. Utilizzare la tecnologia di saldatura ad ultrasuoni, il comodo indossare.
6. Bianco, Blu, Verde, Rosso, Rosa, Giallo può essere disponibile

Imballaggio

Non sterile, 50pcs / box, 2000pcs / ctn, cartone Dimensione: 52x38x34cm,

Indicazioni

1. I prodotti sterili sono utilizzati per il personale medico clinico ospedaliero e i pazienti.
2. I prodotti non sterili possono essere utilizzati per laboratorio privo di polvere, ospedale, laboratorio, industria alimentare, produttori elettronici e così via.
3. Per evitare la diffusione dei fluidi corporei e il contenuto di spruzzi di sangue e isolare polvere, particella, alcool, sangue, batteri e virus invading.

Termine di pagamento: T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW

Tempi di consegna: come la tua quantità (possiamo terminare 1 Millon PC al giorno)

Porta FOB: Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Specifiche della maschera per la maschera chirurgica monouso

Descrizione	Maschera monouso non tessuta stampata stampata stampata maschera monouso non tessuta maschera 2ply
Materiale	3ply, PP non tessuto
Peso	35 + 25 + 25g (comodo, senza fibre di vetro, senza lattice.)
Stile	Earstic Ear-Loop (Latex Free)
Dimensione	17.5x9.5 cm (adulto)
Colore	Bianco, Verde, Blu, Rosa, Giallo, Rosa, Arancione, Viola, Rosso (tutti i colori possono essere disponibili)
Imballaggio	Non sterile: 50 pezzi / scatola, 2000pcs / ctn
Design di imballaggio	Tutta la scatola interna e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
Dimensione del cartone	52x38x34cm.

Applicazioni	Personale medico clinico ospedaliero e pazienti. workshop senza polvere, laboratorio, industria alimentare, produttori elettronici e così via
MOQ.	100000 PCS.
Campione	Può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità entro una settimana
Termine di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / ES