

## Riepilogo

Le coperte mediche che non possono essere impiantate sono realizzate in esso non tessute e politeli.

Fornire calore e comfort durante l'emergenza del pronto soccorso

Ampiamente utilizzato per l'uso di singoli pazienti

Perfetto per uso di emergenza, attrezzature di pronto soccorso, centri di assistenza di emergenza, ospedali e altre strutture di assistenza medica

Questo materiale è privo di lattice

### Materiale:

100% poliestere all'interno, al di fuori di PP non tessuto

Caratteristiche: usa e getta, impermeabile

Tipo: foglio piatto, coperta amichevole

Forma: rettangolo

Modello: strisce

Usa: hotel, usa e getta, ospedale

is\_customized: sì

Peso: 220-700G, 220-700G

Stagione: quattro stagioni

Nome prodotto: coperta medica usa e getta

Parole chiave: usa e getta

Colore: blu, bianco o regolato

Tessuto: 100% polietilene, pp non tessuto

Uso: compagnie aeree, ospedali, case di cura

Logo: ricevi il logo regolato

Dimensione: ricevere dimensioni regolate dimensioni

Design: accetta design speciali

PACCHIA: 1 PC/POLI BAG

Dettaglio veloce

Luogo di origine: Cina

Materiale: poliestere + non tessuto

Caratteristiche: piegato, usa e getta, massaggio, impermeabile

Tecnica: non tessuta

Forma: quadrato

Usa: riscaldamento, i pazienti si muovono

is\_customized: sì

Capacità di fornitura

Capacità di alimentazione: 100000 pezzi/pezzi a settimana

Imballaggio e spedizione

Porta: FOB WUHAN/SHANGHAI/NINGBO

Tempo di attesa:

Quantità (taglio)	1 - 100000	> 100000
EST. Tempo (giorno)	20	Da negoziare

merce	punto
Luogo d'origine	Cina
Ingrediente	Poliestere + non tessuto
Caratteristica	Piegato, usa e getta, massaggio, impermeabile
Tecnica	Non annoying
Modulo	Scatola
Uso	Riscaldando i pazienti e si muove
è personalizzato	sì



Utilizzato in: ospedale di emergenza per la casa di cura

può essere confezionato singolarmente

Descrizione del prodotto







