

Lo stile dell'usa e getta lenzuolo per ospedali

Piatto, elastico su due estremità, elastico su quattro angoli;

Produciamo anche fogli per barelle.

I dettagli su lenzuolo usa e getta per gli ospedali

1. Materiale: SPP non tessuto, SMS, microporoso, Spunlace

2. Peso: 20-100 gsm

3. Colore: bianco, verde, blu, giallo, ecc.

4. Dimensioni: 200 cm * 120 cm / 200 cm * 90 cm / 180 cm * 120 cm / 180 cm * 90 cm / 90 * 60 cm
può essere fatto secondo la richiesta del cliente)

5. Stile: elastico a due estremità o elastico a quattro angoli, abbiamo anche uno stile piatto,

6. È una buona barriera per sangue, fluidi corporei e agenti patogeni, privo di lattice, resistente all'abrasione, a basso contenuto di pelucchi, con un alto livello di repellenza ai fluidi.

7. È ampiamente utilizzato in ospedale per il letto di emergenza e il letto chirurgico.

Confezionamento di lenzuola usa e getta per ospedali

Confezione sterile	1 pezzo / sacchetto di plastica di carta sterile, 50 pezzi / Ctn
Imballaggio normale	5 pezzi / busta, 50 pezzi / Ctn
Note: tutto può essere personalizzato in base alle vostre effettive esigenze	

Foto di lenzuola usa e getta per ospedali

