

SMS blu USA e getta non tessute trasferimento paziente foglio Fornitore

Caratteristiche del materiale:

Lenzuola usa e getta barella SMS:

Esso è composto da materiale idrofobico SMS/Spunlace, Latex-free; resistente all'abrasione; basso residuo di stoffa; con un elevato livello di idrorepellenza fluido; una buona barriera al sangue, fluidi corporei e

agenti patogeni. Utilizzato per pulito, ordinato, comodo, Cassetta di sicurezza.

Colore disponibile: blu.

Materiale Peso: 20-100gsm.

Specifiche:

Elemento	SMS blu USA e getta non tessute trasferimento paziente foglio Fornitore
Materiale	SMS
Peso	20-110gms
Stile	stile di estremità quadrata (senza lattice)
Dimensioni	40 ' x 60 ' , 40 ' x 90 ' , 30 ' x72 ' , 60 ' x 104 ' , 54 ' x 88 ' , 31 ' x 77 ' , 33 ' x 89 ' , 40 ' x48 ' , 30 ' x 84 ' , 40 ' x72 ' , 32 ' x72 ' . O come le vostre esigenze.
Colore	blu
Imballaggio	5pcs/bag, 50pcs/bag o 10pcs/bag, 100pcs/ctn
disegno dell'imballaggio	Tutti i scatola interna e la stampa della scatola può essere come il vostro disegno
formato della scatola	Standard
Applicazioni	Ospedale per letto di emergenza e letto chirurgico
MOQ	500 PZ
Campione	Possono essere forniti gratis per il tuo controllo all'interno di 2-4 giorni di qualità
Termine di pagamento	T/T, l/c, D/un, D/P, Unione occidentale, ESCROW, Paypal
Tempi di consegna	1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni
Orificio di FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou
Certificato	CE, ISO13485, FDA