

Product details

Caratteristiche di SMS45g indumenti monouso chirurgico

1. L'abito chirurgico è resistente, morbido, leggero, confortevole, all'abrasione e resistente elettricità statica.
2. Il camice chirurgico è l'aria e permeabile al vapore, mentre resistendo fluido acqua e aerosol.
3. L'abito è realizzata al 100% SMS ad alta densità, senza additivi, adesivi.
4. L'abito chirurgica è appositamente rivestito per prevenire efficacemente nocivi, polveri ultrafini, alta acidità densityinorganic, soluzioni alcaline e saline.

Specifiche di SMS45g indumenti monouso chirurgico

descrizione	SMS45g produttore di chirurgia abbigliamento, medico chirurgico abito usa e getta, in ospedale chirurgico abiti tende
Materiale	SMS (polipropilene Spunbond Tessuto non tessuto + Meltblown Tessuto non tessuto in polipropilene + Spunbond Tessuto non tessuto)
Dimensione	S (110 * 130 centimetri), M (115 * 137 centimetri), L (120 * 140 cm) XL (125 * 150cm) 2XL (130 * 150cm) o qualsiasi altri formati su misura
grammatura	16-65gsm è disponibile (come vostra richiesta)
Dettagli	stile sterili e non sterili, standard e rinforzati, standard ed ultrasuoni, con e senza asciugamani. velcro sul colletto, lega in vita, polsini in maglia
Colore	blu
imballaggio	non sterile, 10 pc / sacchetto, 50pcs / ctn o 100pcs / CTN. sterili, 1 pc / sacca sterile, 50pcs / CTN o 100 pz / CTN
Applicazione	Medical & amp; salute / domestica / Laboratorio
Caratteristica	Durevole, ecologico, non tossico, traspirante e flessibile
	Anti-alcool, anti-sangue, anti-olio, anti-batteri,
	Impermeabile, a prova di acido, la prova Alkali, stabilizzazione ai raggi UV, non più mite
Consegna	Un contenitore 40HQ può essere finished all'interno di 15-25days.
Conservazione	Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas
Modalità di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
nota	Il prodotto 1.This può essere sterilizzato con ossido di etilene.
	2.Validity: 3 anni

OEM	1.Material o altre specifiche possono essere secondo customers'requirements. 2.Customized logo / marchio stampato. 3.Customized confezioni disponibili.
Certificato	CE, ISO13485, FDA

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, campione gratuito.
- 2, piccolo ordine accettabile;
- 3, i termini L / C, T / T, D / P disponibili;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibili;
- 5, prezzo competitivo e stabile perché siamo fabbrica.
- 6, prodotti qualificati. 3 ° controllo prodotti parte è accettabile.
- 7, il servizio OEM. Altre opzioni di materiale, modello, dimensioni e imballaggio;
- 8, la consegna tempestiva. Il miglior tempo di consegna è 25-30 giorno per un contenitore 40HQ.
- 9, servizio di esportazione professionale. La documentazione, di liquidazione, il trasporto via mare, tutto in uno.
- 10, buon servizio post vendita. Prendiamo lamentele di cura come vorremmo essere il vostro fornitore a lungo termine!

