

## Maschera per il viso monouso in confezione singola

### Descrizione del prodotto

Fornitore di maschere per il viso ad alta filtrazione con protezione non tessuta a 3 strati monouso

Fatto di 3 strati, strato interno ed esterno PP non tessuto, carta da filtro di alto livello standard 99. Stile con anello per orecchie.

### Vantaggio

1. Produttore diretto, maschera chirurgica non tessuta 3ply certificata ISO CE FDA, qualsiasi colore.
2. ISO, CE, FDA, BFE > 99%, standard di tipo II / tipo IIR.
3. Capacità: 1000.000 pezzi / giorno, 1 \* 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;
4. Alito libero e facile, ecologico, design di imballaggio OEM, servizio entro 24 ore.
5. Delicato sulla pelle, ipoallergenico, confortevole, altamente traspirante, senza fibra di vetro, senza lattice
- 6, può essere confezionato singolarmente.

### Specifiche

Materiale	3ply, PP non tessuto 25g + filtro 25g + pp non tessuto 25g
Caratteristiche	Delicato sulla pelle, ipoallergenico, confortevole, altamente traspirante, senza fibra di vetro, senza lattice
Stile	Elastici per le orecchie (senza lattice)
Taglia	17,5x9,5 cm (adulto)
Colore	bianco, verde, blu, rosa, giallo, rosa, arancione, viola, rosso, verde mela, nero (tutti i colori possono essere disponibili)
Imballaggio	Non sterile: 50 pezzi / scatola, 2000 pezzi / ctn o 1000 pezzi / ctn
design della confezione	Tutta la stampa della scatola interna e del cartone può essere come da disegno
dimensione del cartone	52x38x30 cm
Applicazione	Personale medico clinico ospedaliero e pazienti. officina senza polvere, laboratorio, industria alimentare, produzione di elettronica e così via
MOQ	10.000 PZ
Campione	Può essere fornito gratuitamente per il controllo di qualità entro una settimana
Condizioni di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / IMPEGNO
Tempo di consegna	1 * 40HQ può essere completato entro 7-10 giorni. Secondo la tua quantità (2 milioni di pezzi al giorno)
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### Imballaggio e spedizione

Non sterile: 50 pezzi / scatola, 40 scatole / ctn o 20 scatole / ctn

nostro servizio

1. Fornire prodotti di altissima qualità

Il team di controllo qualità professionale controlla rigorosamente ogni fase della produzione fino al caricamento.

2. Termine di consegna più veloce

Se urgente, 1 \* 40HQ può essere completato in 5-7 giorni!

Di solito, 1 \* 40HQ può essere completato entro 10-15 giorni!

Stagione intensa, 1 \* 40HQ può essere completato in 25-30 giorni!

3. Il prezzo più ragionevole

Investire costantemente nel miglioramento dei nostri lavoratori qualificati, prodotti e processi per ridurre al minimo i costi in ogni fase del processo!

4. Servizio dolce e veloce

I nostri lavoratori forniranno sempre pazientemente risposte alle tue domande

in 5-10 minuti.

5. Possiamo anche aiutare a trovare prodotti collegati.

Oltre a tutti i tipi di prodotti medici usa e getta, possiamo anche aiutarti a trovare prodotti correlati in base alla tua richiesta!

informazioni sull'azienda

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd. ("Orient Honest") è un'azienda globale di sviluppo di prodotti e produzione diretta specializzata in innovazione e forniture mediche e protettive convenienti. Orient Honest ha ampliato la nostra vasta linea di prodotti come tutti i tipi di tute protettive usa e getta, camici chirurgici, camici da laboratorio, maschere per il viso, lenzuola, berretti chirurgici, copriscarpe, maniche, impermeabili, grembiuli, garze, rotoli di cotone e così via.

Orient Honest è un'azienda in rapida crescita, la soddisfazione del cliente è sempre la nostra missione e obiettivo. Ci impegniamo a migliorare continuamente i nostri processi di produzione, migliorare le prestazioni dei prodotti e sviluppare nuovi prodotti economici per soddisfare le richieste di vari clienti e mercati. Tutti i nostri prodotti sono conformi agli standard internazionali di qualità, come ISO13485, CE, FDA.

I nostri prodotti sono stati esportati in Europa, Nord America, Sud America, Asia e così via.