

Sfondo di letto non tessuto singola

Stile del letto monouso Stile: estremità piatte, elastiche, estremità quadrate

Dimensione: 80x190 + 20cm, 90x200 + 20 cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20 cm, 180x200 + 20 cm ...

Imballaggio: 5 pz / borsa, 5pcs / AG o 1 PC / borsa, 50 pezzi / ctn.

Materiale del tessuto	PP, PP / PE, SMS, SMMS,
Stile	Flat, Elastici, estremità quadrate, rotolo
Dimensioni dimensioni	80x190 + 20 cm, 90x200 + 20 cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20 cm, 180x200 + 20 cm
Colore	Bianco, Verde, Blu, Giallo, Rosa ecc
Certificato	CE, ISO13485, FDA.
MOQ:	5000 pezzi
Design di imballaggio	Tutte le borse interne e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
Imballaggio	10pcs / box, 10 borse / ctn o 5 pezzi / borsa, 50 pezzi / borsa
Capacità	Capacità: 10.000 pz / giorno,
Tempo di consegna	Il lenzuolo monouso da 1 * 40HQ può essere terminato entro 10-15 giorni;
Applicazioni	Ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, laboratorio privo di polvere
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Via di pagamento	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,

Le specifiche del letto non tessuto di uso singolo di alta qualità sheet.