

Product details

La caratteristica di copertura non tessuto lenzuolo, lenzuola di gomma ospedale

Tessuto	Polipropilene, SMS, PP + PE, o microporosa
Stile	attrezzato elastic design,Ideale per tutte le dimensioni e stili di ricovero culle
Funzione	A prova di umidità
Dimensione	83 "L x 35" W, O come vostri requisiti
imballaggio	confezionate singolarmente

We anche la fornitura:

- 1) ioabiti solation, abiti del paziente, abiti da visita, camici, tuta, tute macchia, kimono
- 2) tappi del medico, maschera di protezione, lenzuola, copriletti, federe, manica copre, copertine scarpe, calzari ecc

Perché sceglierci ?

- 1) produttore diretto di lenzuolo con elastico, prezzo di fabbrica;
- 2) 10.000 pezzi / giorno, possiamo concludere 1 * 40 il contenitore del HQ in circa 15 giorni;
- 3) CE ISO approvato dalla FDA, qualità stabile
- 4) Servizio in 24 ore, il campione può essere finito in 2 giorni, campione gratuito.

Product display

The regular shipment way



FAQ

Q1: .Come si fa a risolvere problemi di qualità se del caso?

A: La nostra fabbrica presterà la massima attenzione ai problemi di qualità. Indagheremo a fondo la causa principale dei problemi

e trovare la soluzione migliore per evitare eventuali problemi futuri.

Nel frattempo ci sarà corrispondente compensazione per i nostri clienti.

Q2: Qual è la sua data di scadenza dei prodotti?

R: Circa 3-5 anni.

Q3: Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione NELSON.