

Chirurgia sterile sterile sterile monouso Set di sezione cesararia Set da drappo Set usato per la clinica

Nome del prodotto	Chirurgia sterile sterile sterile monouso Set di sezione cesararia Set da drappo Set usato per la clinica
Applicazione	Clinica, ospedale ecc.
Materiale	Non tessuto, SMS, SM / PE, BI-LAM, TRI-LAM, PE per film, SS ecc
Peso	30-50G SM, ecc
Caratteristiche del prodotto	1. Peso leggero e sensazione morbida
	2. Eccellente assorbimento d'acqua e impermeabile
	3. Bloccare la trasmissione dei batteri
Dimensione (cm)	Vedi elenco di composizione o come richiesta
Dimensione del cartone	60 * 40 * 45 cm, o come richiesta
Colore	Blu
Certificato	CE & ISO13485.
Sterilizzazione	EO sterilizzato / non sterile
Termine di pagamento	T / T, L / C & D / P
Imballaggio	1 Set / Blister Bag, 10 pezzi / cartone, sterilizzato da EO, può essere personalizzato
Capacità di fornitura	100000 PC / mese
Tempi di consegna	20-40 giorni dopo l'ordine confermato
Condizioni commerciali	FOB, C & F E EXW
Porto di carico	Wuhan o Shanghai.
Progetto OEM	Accettabile

Elenco di composizione				
No.	Nome dell'elemento	Descrizione	Dimensione	Unità
1.	Drape Utility con nastro	45G SMS + nastro adesivo	60 * 80 cm.	4.
2.	Dracco medio	45G SMS.	160 * 170 cm.	2.
3.	Copertura tavola posteriore	45G SMS + 55G PE per film	115 * 225 cm.	1.
4.	Asciugamano	66 g di carta bianca	40 * 40 cm.	2.
5.	Abito chirurgico rafforzato	43 g SMMS antiritico	120 * 150 cm.	2.
6.	Drappo sezione C	45G SMS.	195 * 275 cm	1.
7.	Borsa da sutura	Pellicola PE trasparente da 45g	33 * 43 cm.	1.
8.	Copertura del supporto di mayo	PE-FILM + 35G SMS	58 * 137 cm.	