

Chirurgico PP non tessuto monouso tappi bouffant tondo Produttore

Specifica:

Elemento	Chirurgico PP non tessuto monouso tappi bouffant tondo Produttore
Materiale	9g, 10g, 12g, 14g, 18g, 20g, 25 g ecc
Stile	Elastico (latex free), stile elastico singolo e doppio
Colore	bianco, blu, verde
imballaggio	100pcs/bag, 1000pcs/ctn
disegno dell'imballaggio	Tutto il contenitore interno e la stampa della scatola possono essere come vostro disegno
Applicazioni	Personale medico clinico ospedaliero e pazienti. officina senza polvere, laboratorio, industria alimentare, produzione elettronica e così via
MOQ	100.000 pz
Controllo qualità	1. non cominceremo a fare i prodotti fino a che non confermate il campione. 2. l'imballaggio sarà impermeabile, impermeabile e sigillato
Certificato	CE, ISO13485, FDA

