

## Maschera per il viso nero di sicurezza chirurgica

### Descrizione del prodotto

Maschera per il viso nero di sicurezza chirurgica

Realizzato con 3 strati, strati interni ed esterni sono PP non tessuti, lo strato medio è elevato 99 di carta filtrante standard. Con lo stile auricolari.

### Vantaggi

1. Produttore di sicurezza, ISO CE FDA certificato maschera chirurgica chirurgica monouso 3ply non tessuta, qualsiasi colore.
- 2.ISO, CE, FDA, BFE> 99%, tipo II / tipo IIR standard.
3. Capacità: 1000.000 pz / giorno, 1 \* 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni;
4. Breath Free, Breath Breath, Eco amichevole, Design dell'imballaggio OEM, Servizio in 24 ore.
- 5.skin-friendly, ipoallergenico, comodo, alta traspirabilità, freeglass gratuito, in lattice gratuito
- 6, può essere imballato single.

### Specifiche

Materiale	3ply, PP non tessuto 25g + filtro 25g + pp non wovn 25g
Caratteristica	Skin-friendly, ipoallergenico, comodo, alta traspirabilità, fibra di vetro gratuita, senza lattice
Stile	Earstic Ear-Loop (Latex Free)
Dimensione	17.5x9.5 cm (adulto)
Colore	Bianco, Verde, Blu, Rosa, Giallo, Rosa, Arancione, Viola, Rosso, Verde di Apple, Nero, (Tutti i colori possono essere disponibili)
Imballaggio	Non sterile: 50 pz / box, 2000pcs / ctn o 1000 pc / ctn
Design di imballaggio	Tutta la scatola interna e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
Dimensione del cartone	52x38x30cm.
Applicazioni	Personale medico clinico ospedaliero e pazienti. workshop senza polvere, laboratorio, industria alimentare, produttori elettronici e così via
MOQ.	10000 pezzi
Campione	Può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità entro una settimana
Termine di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Tempi di consegna	1 * 40HQ può essere terminato entro 7-10 giorni. Alla tua quantità (2 Millon PC al giorno)
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### Imballaggio e spedizione

Non sterile: 50 pezzi / scatola, 40 scatole / CTN o 20 scatole / CTN

## **I nostri servizi**

1. Fornire prodotti di altissima qualità

Il team di controllo qualità professionale controlla rigorosamente ogni fase della produzione fino al caricamento.

2. Il tempo di consegna più veloce

Se Urgente, 1 \* 40HQ può essere terminato entro 5-7 giorni!

Normalmente, 1 \* 40HQ può essere terminato entro 10-15 giorni!

Stagione intensa, 1 \* 40HQ può essere terminata entro 25-30 giorni!

3. Il prezzo più ragionevole

Investire continuamente nel migliorare i nostri esperti lavoratori, prodotti e processi per minimizzare il costo di ogni passaggio!

4. Il servizio dolce e veloce

I nostri lavoratori saranno sempre così pazientemente facendo una risposta delle tue domande entro 5-10 minuti.

5. Possiamo anche aiutare a originare i prodotti collegati.

Oltre a tutti i tipi di prodotti medici usa e getta, possiamo anche aiutare la tua fonte dei prodotti connessi come vostra richiesta!

## **Informazioni sull'azienda**

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd ("Orient Honest") è uno sviluppo globale di prodotti e la società di produzione direttamente che è specializzata in innovazione e costi di forniture mediche e protettive. Orient Honest si è ampliata con le nostre ampie linee di prodotto come tutti i tipi di tute protettive monouso, abiti chirurgici, cappotti da laboratorio, maschere per il viso, lenzuola, tappi chirurgici, coperture per scarpe, maniche a braccio, poncho di pioggia, grembiuli, tamponi di garza, rotoli di cotone e così sopra.

Orient Honest è una società in rapida crescita, la soddisfazione del cliente è sempre la nostra missione e obiettivi. Il nostro impegno al miglioramento continuo dei nostri processi produttivi, migliorando le prestazioni del prodotto e lo sviluppo di nuovi prodotti economici per soddisfare le esigenze di vari clienti e mercati. Tutti i nostri prodotti sono conformi agli standard internazionali di qualità, come ISO13485, CE, FDA.

I nostri prodotti sono già esportati in Europa, Nord America, Sud America, Asia e così via.

<http://www.china-disposable.com/products/disposable-surgicale-face-mask.html>