

Maschera per il viso nero di sicurezza chirurgica

Descrizione del prodotto

Maschera per il viso nero di sicurezza chirurgica

Realizzato con 3 strati, strati interni ed esterni sono PP non tessuti, lo strato medio è elevato 99 di carta filtrante standard. Con lo stile auricolari.

Vantaggi

1. Produttore di sicurezza, ISO CE FDA certificato maschera chirurgica chirurgica monouso 3ply non tessuta, qualsiasi colore.
- 2.ISO, CE, FDA, BFE> 99%, tipo II / tipo IIR standard.
3. Capacità: 1000.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni;
4. Breath Free, Breath Breath, Eco amichevole, Design dell'imballaggio OEM, Servizio in 24 ore.
- 5.skin-friendly, ipoallergenico, comodo, alta traspirabilità, freeglass gratuito, in lattice gratuito
- 6, può essere imballato single.

Specifiche

Materiale	3ply, PP non tessuto 25g + filtro 25g + pp non wovn 25g
Caratteristica	Skin-friendly, ipoallergenico, comodo, alta traspirabilità, fibra di vetro gratuita, senza lattice
Stile	Earstic Ear-Loop (Latex Free)
Dimensione	17.5x9.5 cm (adulto)
Colore	Bianco, Verde, Blu, Rosa, Giallo, Rosa, Arancione, Viola, Rosso, Verde di Apple, Nero, (Tutti i colori possono essere disponibili)
Imballaggio	Non sterile: 50 pz / box, 2000pcs / ctn o 1000 pc / ctn
Design di imballaggio	Tutta la scatola interna e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
Dimensione del cartone	52x38x30cm.
Applicazioni	Personale medico clinico ospedaliero e pazienti. workshop senza polvere, laboratorio, industria alimentare, produttori elettronici e così via
MOQ.	10000 pezzi
Campione	Può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità entro una settimana
Termine di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Tempi di consegna	1 * 40HQ può essere terminato entro 7-10 giorni. Alla tua quantità (2 Millon PC al giorno)
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Imballaggio e spedizione

Non sterile: 50 pezzi / scatola, 40 scatole / CTN o 20 scatole / CTN

I nostri servizi

1. Fornire prodotti di altissima qualità

Il team di controllo qualità professionale controlla rigorosamente ogni fase della produzione fino al caricamento.

2. Il tempo di consegna più veloce

Se Urgente, 1 * 40HQ può essere terminato entro 5-7 giorni!

Normalmente, 1 * 40HQ può essere terminato entro 10-15 giorni!

Stagione intensa, 1 * 40HQ può essere terminata entro 25-30 giorni!

3. Il prezzo più ragionevole

Investire continuamente nel migliorare i nostri esperti lavoratori, prodotti e processi per minimizzare il costo di ogni passaggio!

4. Il servizio dolce e veloce

I nostri lavoratori saranno sempre così pazientemente facendo una risposta delle tue domande entro 5-10 minuti.

5. Possiamo anche aiutare a originare i prodotti collegati.

Oltre a tutti i tipi di prodotti medici usa e getta, possiamo anche aiutare la tua fonte dei prodotti connessi come vostra richiesta!

Informazioni sull'azienda

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd ("Orient Honest") è uno sviluppo globale di prodotti e la società di produzione direttamente che è specializzata in innovazione e costi di forniture mediche e protettive. Orient Honest si è ampliata con le nostre ampie linee di prodotto come tutti i tipi di tute protettive monouso, abiti chirurgici, cappotti da laboratorio, maschere per il viso, lenzuola, tappi chirurgici, coperture per scarpe, maniche a braccio, poncho di pioggia, grembiuli, tamponi di garza, rotoli di cotone e così sopra.

Orient Honest è una società in rapida crescita, la soddisfazione del cliente è sempre la nostra missione e obiettivi. Il nostro impegno al miglioramento continuo dei nostri processi produttivi, migliorando le prestazioni del prodotto e lo sviluppo di nuovi prodotti economici per soddisfare le esigenze di vari clienti e mercati. Tutti i nostri prodotti sono conformi agli standard internazionali di qualità, come ISO13485, CE, FDA.

I nostri prodotti sono già esportati in Europa, Nord America, Sud America, Asia e così via.

<http://www.china-disposable.com/products/disposable-surgicale-face-mask.html>