

## Introduzione del tappo di clip usa e getta:

Marchio: ORIENT HONEST

Numero di modello: OH-1001, OH1002, OH1003

Certificazione: CE / ISO13485 / FDA

Luogo d'origine: Cina

Materiale : PP non tessuto

Colore: bianco, verde, blu, rosa, giallo, rosa, arancione, viola, rosso (tutti i colori possono essere disponibili)

Stile: tappi di clip elastici

Il peso: 10G-30G

Dimensione: 18 "" □ 19 "" 21 "" ecc.

Dettagli d'imballaggio: 100 pezzi/borsa, 20 pezzi/CTN

## Specifiche del tappo di clip usa e getta:

<b>Prodotto:</b>	materiali di consumo medico di alta qualità colorato non tessuto non tessuto o doppio elastico a doppio o doppio elastico da 19 "20" 21 "tappo di clip usa e getta su misura
<b>Materiale:</b>	PP non tessuto con elastico
<b>Grammatica:</b>	10g ~16g
<b>Stile:</b>	Singolo elastico o doppio elastico
<b>Dimensione:</b>	19 " ', o 18' ', 20' ', 21' ', eccetera.
<b>Colore:</b>	Bianco, verde, giallo, Blu, eccetera.
<b>MOq</b>	100,000pcs
<b>Confezione:</b>	100 pezzi/borsa; 2000pcs/ctn
<b>Applicazione:</b>	per domestico, Settore medico, chirurgico, farmaceutico, laboratorio, industrialeS, la pittura, sala di pulizia, ecc.
<b>Magazzinaggio:</b>	Conservato in un'umidità secca, sotto l'80%, ventilato e non corrosivo magazzino
<b>Modalità di pagamento:</b>	T/t, l/c, PayPal, D/P, D/A, ecc.
<b>Altro servizio:</b>	OEM e logo/marchio personalizzato
<b>Certificazione:</b>	CE, ISO13485, FDA

## Caratteristiche del tappo di clip usa e getta:

1. Durabilità traspirante, non assorbita
2. Con elastico singolo o doppio disponibile, a forma di piega o clip con vari colori disponibili.
3. L'efficienza di filtrazione dei batteri (BFE) ha raggiunto il 99,1%. Questo tasso è molto più alto rispetto allo standard normale del 97%.
4. Campioni e personalizzazione gratuiti disponibili
5. Tappo a forma di clip prima di dispiegarsi

6. Potremmo garantire la migliore qualità, la consegna rapida, lo sviluppo nuovo materiale.







