

## **TIPO IIR usa e getta maschera non tessuto medico, maschere bocca usa e getta, impianto maschera chirurgica usa e getta**

### **Descrizione di maschera non tessuto medicali monouso**

- 1) Dmaschere bocca isoposable sono realizzati in tessuti non tessuti top-grade.
- 2) I formati comuni ciò che abbiamo prodotto è 175 \* 95 millimetri, o personalizzare
- 3) Il grado BFE è del 99%, che dipende dal materiale.
- 4) Possiamo anche produrre usa e getta maschera chirurgica secondo i requisiti del cliente.

### **Maggiori dettagli di maschere bocca monouso**

- 1) ciclo dell'orecchio: tondo elastico, elastico piatto, o cravatta su.
- 2) Colori: bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux / nero
- 3) A norma EN14683 e FDA
- 4) l'efficienza di filtrazione batterica (BFE%) > 99%.
- 5) La resistenza alla penetrazione di sangue sintetico-120 mmHg.
- 6) filtro antipolline, polvere e batteri.
- 7) Barra naso adattabile, nessuno stimolo alla pelle umana.
- 8) Alta efficienza del filtro.
- 9) Latex free.
- 10) traspirante e resistente ai liquidi.

### **Confezionamento di usa e getta maschera chirurgica**

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;

1 \* 20 container GP può contenere 1.400.000 pezzi di maschere, 700 ctns;

contenitore 1 \* 40 HC può contenere 3.450.000 pezzi di maschera, 1725 ctns.

O come le vostre esigenze.

## Altre informazioni di usa e getta maschera chirurgica

MOQ	100.000 pezzi
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine
Campione	Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni

## Immagini di TIPO IIR usa e getta maschera non tessuto medico





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

