Product details

UNpplicazione del foglio blu usa e getta, coprimaterasso

- 1. Ampiamente usato in clinica, ospedale, ristorante, trasformazione dei prodotti alimentari, salone di bellezza, l'industria elettronica, etc.
- 2. Pulizia, verifica la medicina, la trasformazione alimentare, l'assistenza sanitaria, i lavori domestici, pulizia della casa,
- saloni di bellezza, campeggio barbecue etc.
- 3. popolare da parte dei clienti a livello mondiale con le sue proprietà distinte, che possono essere a prova di polvere, olio-prova,
- a prova di sporco, proteggere le pelli, e utilizzati principalmente nelle industrie alimentari e mediche.
- 4. Progettato per l'igiene, cpendente, e lo scopo di protezione.

La caratteristica di usa e getta lenzuola medico

tessuto Polipropilene, SMS, PP + PE, o microporosa

Stile attrezzato elastic design, Ideale per tutte le dimensioni e stili di ricovero

culle

Funzione A prova di umidità

dimensione 83 "L x 35" W, O come vostri requisiti

imballaggio confezionate singolarmente

Product display



The regular shipment way



