

## Product details

### UNapplicazione del foglio blu usa e getta, coprimaterasso

1. Ampiamente usato in clinica, ospedale, ristorante, trasformazione dei prodotti alimentari, salone di bellezza, l'industria elettronica, etc.
2. Pulizia, verifica la medicina, la trasformazione alimentare, l'assistenza sanitaria, i lavori domestici, pulizia della casa, saloni di bellezza, campeggio barbecue etc.
3. popolare da parte dei clienti a livello mondiale con le sue proprietà distinte, che possono essere a prova di polvere, olio-prova, a prova di sporco, proteggere le pelli, e utilizzati principalmente nelle industrie alimentari e mediche.
4. Progettato per l'igiene, cpendente, e lo scopo di protezione.

### La caratteristica di usa e getta lenzuola medico

tessuto	Polipropilene, SMS, PP + PE, o microporosa
Stile	attrezzato elastic design,Ideale per tutte le dimensioni e stili di ricovero culle
Funzione	A prova di umidità
dimensione	83 "L x 35" W, O come vostri requisiti
imballaggio	confezionate singolarmente

## Product display



### The regular shipment way

