

BAgnato [Guanto Di lavaggio monouso](#) pulizia spunlace non tessuta per ospedale

Tutto guanti sono realizzati con Materiali di altissima qualità, garantendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

- I materiali che non lasciano pelucchi sono confortevoli
- Il materiale spesso rende il guanto durevole
- Onda a pera con buona efficacia pulente

[D monouso Lavare il guanto Spunlace da 80 g, dimensioni 17 x 23,5 cm, per la pulizia](#)

Tessuto Material	Spunlace
Stile	Onda di perla, forma di pesce
Dimensioni s ize	17*23,5 cm
Tessuto c otto	50-80 g, possono essere personalizzati
Colore	Stampa personalizzata
MOQ:	1 00 , 0 0 0 pezzi
Progettazione dell'imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	1 pz/b ag , 600 pc s/ctn, o come vostro requisito
Tempi di consegna	7-30 giorni
Applicazioni	Per la pulizia ospedaliera, la pulizia degli animali domestici

L'immagine di [monouso lavare il guanto](#)







