

Product details

La caratteristica di maschera tie-on

- 1) Fluid-resistant, alta respiro capacità e protezione dagli spruzzi.
- 2) Tipo IIR standard di qualità, conforme alla norma EN 14683, CE standard
- 3) L'efficienza di filtrazione batterica (BFE) del 99 per cento
- 4) esso'S design a pieghe e bande verticali permettersi eccellente fi faccialet
- 5) Realizzato in uno speciale materiale in polipropilene, non citotossico
- 6) PLiin grado barra di sagomatura del naso, e una protezione completa mento.

Packaging e dimensioni della maschera l'igiene della faccia

50 pc / bbue, formato della scatola: 18 * 10 * 10cm

2000 pcs / CTN, CTN: 52 * 38 * 42cm

O come le vostre esigenze.

I termini commerciali di copertura della mascherina di bocca

| | |
|--------------------------|---|
| MOQ | 100, 000 pezzi |
| Prezzo | negoziabile |
| Termini di pagamento | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal |
| abilità del rifornimento | 1,000,000 pc /giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni |
| Tempo di consegna | Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine |
| Campione | Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni |

Product display



The regular shipment way



FAQ

Q1: Qual è la sua capacità di produzione per la maggior gamma di prodotto?

A: volto Capacità maschera: 1000.000 pezzi / giorno.

Tuta, camici chirurgici, camice da laboratorio, letto capacità della scheda: 10.000 pezzi / giorno.

Capacità Caps: 200.000 pezzi / giorno. Ogni 1 * 40HQ può essere finito entro 1 settimana.

Q2: qual è il tuo MOQ di ogni prodotti?

A: faccia maschera / caps / copriscarpe / maniche braccio ogni MOQ: 50.000 pezzi.

Abbigliamento e fogli MOQ: 5000 pezzi