

1. TAGLIA DEL PRODOTTO:

S m. L. XL. Xxl.

2. MATERIALE:

Pp. 30-70GSM.

sms 30-70GSM.

Sf. 50-70 cm.

PP + PE. 30.-60GSM.

3. Trattamento del materiale:

Trattamento materialeResult.

Anti-acqua:SI

ANTI POLVERE:SI

ANTISTATICO:SI NO

Anti-sangue:SI NO

Anti-alcool:SI NO

4.. COLORE: Bianco, blu, blu scuro, arancione e così via

5.. Useage:

UN. Kimono.essere utilizzato nella spa e nella sauna per comodità il corpo contro l'acqua e la polvere.

B. Kimono può essere utilizzato nel massaggio per rilassare il corpo.

C.Kimono può essere utilizzato nella sala pulizia, ad esempio il GMP.

D.Kimono può essere utilizzato in ospedale.

6.. IMBALLAGGIO:

10.pc/Borsa , 100 pz / ctn

7.. Servizio OEM:

A.Can Stampa la band per il nostro cliente sulla borsa PE

B.CAN Stampa la band per il nostro cliente sulla scatola di cartone

8.. CAMPIONI:

I campioni possono essere inviati con 3 giorni dopo aver confermato.

9.. DATA DI CONSEGNA:

esso può essere inviato in 15 giorni dopo aver ricevuto il depositatore.

