

Descrizione del MonousoAbiti di isolamento:

1. direttamente produttore, tutti i colori.
- 2, ISO13485, CE,PP, PP / PE, SMS, SMMS
- 3.Capacity:10.000 pezzi / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;
4. Buona barriera a fluido e traspirante, design dell'imballaggio OEM, assistenza in 24 ore.

Caratteristica di monousoAbiti di isolamento:

1. MonousoGli abiti di isolamento sono fatti da materiale protettivo di isolamento ad alte prestazioni.
2. Ampiamente usato in campo medico sicurezza protettiva, isolamento protettivo, rischio biologico di allevamento di animali e così via sopra.
3. Con due tipi di processi: incollaggio termico a ultrasuoni e cucito.

Specifiche di monousoAbiti di isolamento:

Nome	Grossista Tute personali di isolamento monouso blu di tocco universale in Cina
Materiale	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
Stile	Chiusura a cravatta / cappio accesa colletto, cravatta in vita, polsino elastico / lavorato a maglia
Dimensione	S-6XL
Colore	bianco, verde, blu, giallo, rosa, rosso, grigio, nero ecc.
Imballaggio	Non sterilizzato: 5 pezzi / scatola, 10 sacchetti / ctn EO-sterilizzato: 1 Pz / sacchetto di plastica di carta, 50 PC / Ctn. O come il tuo Requisiti.
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ	500 pezzi
Campione	Può essere fornito gratuito per il controllo qualità entro 3 giorni
Pagamento modo	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,
Consegna tempo	Capacità: 10.000 pezzi / giorno, 1 * 40HQ possibile essere finito entro 10-15 giorni;
FOB porta	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou e come richiesto

Dimensione del dettaglio di monousoAbiti di isolamento:

Dimensione	S	M	L	XL
Larghezza (cm)	110	115	120	125
Altezza (cm)	130	137	140	150

Dettagli Immagini di abiti di isolamento monouso:



