

## Product details

### Costruzione di Flat clip medici maschere

- 1) polipropilene 3-strati maschera
- 2) Revolver piatto regolabile in plastica
- 3) Knit-loop auricolari Flat

### Caratteristiche di monouso 3ply medici maschere

- 1) fornisca un'eccellente filtrazione batterica Proprietà
- 2) piega in su per trasporto facile, comodo
- 3) i loop auricolari extra-morbidi eliminano la pressione orecchie
- 4) adatto per esterno, interno ed industriale utilizzo.

### Imballaggio di maschere di medici

Specifica	Imballaggio normale	Formato della scatola	1 * 40 contenitore HQ può contenere (PCS)
3-strati, 25 + 25 + 25.000	50 pz/scatola, 40 scatole/ctn	52 * 31 * 34cm	2.440.000 pz
Nota: tutto può essere speciale su misura secondo ai vostri requisiti reali			

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

